

SEPARÉ MODULARE SILENTIA



Design pulito e versatile - Lasciate entrare la luce del sole





Massima igiene e design funzionale

Il separé modulare Silentia è una soluzione brevettata. Sviluppato per semplificare la vita in ospedali e altre strutture sanitarie, contribuisce a migliorare il benessere di pazienti e personale. Introdotto nel 1990, questo separé modulare svedese ha riscosso un grande successo e oggi è utilizzato in strutture sanitarie di tutto il mondo per creare ambienti riservati in modo veloce ed efficiente.

I separé offrono diversi vantaggi: si montano senza sollevatori a soffitto o altre attrezzature, sono sempre disponibili e lasciano passare la luce del sole. Un altro vantaggio è la loro semplicità, assicurata anche dalle funzioni *EasyClean™*, *EasyReturn™* e *EasyClick™*, che contribuiscono a migliorare igiene, versatilità e praticità d'uso. Inoltre, grazie al design intelligente e alla vasta gamma di altezze, lunghezze e colori, i separé sono adatti alla maggior parte degli ambienti sanitari.

I prodotti modulari sono soggetti a sviluppo continuo. Una novità è Daylight, un separé satinato che consente un maggiore passaggio della luce. Altre novità sono le sezioni fisse che consentono di costruire una "stanza nella stanza" senza intervenire sulle pareti, i separé a montante di grandi dimensioni e un pratico carrello per i separé mobili.

La vasta scelta di separé e la modularità del sistema abbattano ogni limite per permetterci di raggiungere il nostro obiettivo: "Riparare senza isolare".

La nostra filosofia 4-11

Design intelligente 12

Separé modulare Silentia 14

Novità! Daylight 16

Novità! Separé fissi 18

Separé mobili 20

Separé pieghevoli

Dati tecnici 22

Separé fissi

Dati tecnici 24

Montaggio e accessori 26

Colori e motivi 28

L'azienda Silentia 30

Pieno controllo della stanza tutelando la privacy

I separé Silentia tutelano la privacy dei pazienti senza compromettere la supervisione da parte del personale e la possibilità di contatto visivo reciproco. Questa caratteristica è molto apprezzata nei reparti di terapia intensiva e rianimazione, dove il personale deve avere la piena visibilità delle apparecchiature di monitoraggio. Allo stesso tempo, i separé lasciano entrare la luce del sole nel locale.

Poiché tutti i separé possono essere angolati lateralmente, all'occorrenza è facile aumentare lo spazio intorno a un letto. Per una maggiore riservatezza si può aggiungere un separé a montante mobile.

I separé sono disponibili in diverse altezze per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi reparto.



Maggiore versatilità per il riposo o durante le visite



Il nostro separé modulare è un pratico ausilio quotidiano e permette di adattare la stanza in base alle singole situazioni. Durante le cure o le visite, è possibile schermare velocemente un letto per assicurare agli altri pazienti un ambiente tranquillo e sereno.

Un separé fisso fra i letti in combinazione con separé pieghevoli apribili ai piedi del letto consente un utilizzo efficiente del locale. Il separé pieghevole è facile da aprire in caso di visite e dialisi o per il riposo del paziente, ed è altrettanto facile da ripiegare al termine del trattamento, per le pulizie o quando la stanza rimane vuota.

Tutti i separé fissi e pieghevoli sono disponibili in numerose altezze e lunghezze. Questa varietà assicura la perfetta compatibilità del sistema con il lavoro quotidiano nelle strutture sanitarie.



Soddisfa ogni esigenza - vostra e dei pazienti

"Semplicità" è una delle parole chiave nello sviluppo dei nostri prodotti. Deve essere facile proteggere i pazienti da sguardi indiscreti per offrire loro un momento di privacy. Inoltre, deve essere facile modificare ed espandere il sistema, motivo per cui tutti i componenti sono progettati per essere collegati facilmente.

Allestire un separé mobile è altrettanto facile: EasyClick permette di smontare facilmente un separé a parete e fissarlo su un carrello per utilizzarlo temporaneamente in un altro ambiente di cura. Il nostro separé modulare non conosce limiti e rappresenta uno strumento efficiente per trasformare rapidamente una stanza aperta in un ambiente riservato, per rispondere alle esigenze del personale e dei pazienti.



Un sistema apprezzato da pazienti di ogni età



Anche se i pazienti condividono una stanza, non devono necessariamente condividere ogni momento. Un separé pieghevole montato fra i letti è uno strumento relativamente semplice per garantire la privacy e la dignità dei pazienti, creando un ambiente riservato con una semplice operazione manuale. Il separé può anche essere collocato intorno a un lavabo per riparare i pazienti da sguardi indiscreti durante l'igiene personale.

Inoltre, i nostri prodotti contribuiscono ad affrontare con più serenità diversi tipi di visite. Hanno questo scopo, ad esempio, i divertenti disegni riportati sul separé nella foto sotto, che appartengono alla Print Collection e sono stati sviluppati appositamente per cliniche e ambulatori pediatrici. Per maggiori informazioni sui disegni stampabili, non esitate a contattarci.



Design intelligente per igiene e praticità imbattibili



A. Igiene imbattibile con EasyClean™

Il separé ha superfici lisce e resistenti ai disinfettanti utilizzati nel settore sanitario. Le ruote rivestite si smontano facilmente e sono lavabili in lavastoviglie. I prodotti EasyClean soddisfano rigidi requisiti igienici e tutte le superfici sono facilmente accessibili per la pulizia.

B. Design ergonomico per una comoda movimentazione con EasyReturn™

Facilissimo da ripiegare e aprire, il pratico separé con EasyReturn ritorna sempre nella posizione iniziale per assicurare la massima ergonomia.

C. Fisso o mobile: cambiare è facile con EasyClick™

Un separé a parete può anche essere fissato su un carrello per applicazioni mobili o su altre unità del sistema. Ideale per una varietà di applicazioni, EasyClick permette di smontare e fissare il separé con una semplice operazione manuale.

D. Separé con diversi tipi di superfici

L'impatto visivo è importante per trasmettere serenità. Per questo i nostri separé sono disponibili con numerosi tipi di superfici. Una novità è Daylight, un separé con sezioni satinata che lascia passare più luce.

E. I pazienti sempre al centro

L'altezza del separé può essere adattata per offrire al paziente la riservatezza desiderata senza impedire al personale di tenere sotto controllo la stanza, per una maggiore sicurezza.

F. Ampia scelta di altezze e lunghezze

Grazie alle diverse altezze e lunghezze disponibili, i separé modulari possono essere adattati in base alle singole situazioni e allo spazio disponibile nella stanza.

G. Dettagli di qualità

Struttura integrale e omogenea, impugnature integrate e ruote di classe superiore dotate di sospensioni: queste sono solo alcune caratteristiche che denotano l'alta qualità del separé modulare.

H. Classe di reazione al fuoco

La classe di reazione al fuoco del separé modulare è stata certificata ai sensi della relativa norma europea.

Separé modulare Silentia: un sistema che si adatta


Silentia offre una soluzione completa per creare ambienti riservati nelle strutture sanitarie. Poiché i vari separé modulari sono compatibili e dotati di EasyClick, è possibile trasferire facilmente un separé dalla parete al carrello, oppure combinare un modello fisso con uno pieghevole, per sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema.

Separé pieghevoli

Vedere pag. 22–23 per maggiori informazioni.

VERSIONE STANDARD – MONTAGGIO DIRETTO A PARETE

L'attacco a parete semplifica il montaggio.



- Igiene imbattibile – **EasyClean**
- Maneggevolezza – **EasyReturn**
- Montaggio rapido – **EasyClick**
- Diverse altezze e lunghezze disponibili
- Materiale riciclabile
- Classe di reazione al fuoco certificata



MONTAGGIO A PARETE CON DISTANZIALE

Si utilizza per fissare il separé a una determinata distanza dalla parete, ad es. per lasciare lo spazio per un pannello per terapie.

Separé fissi

Vedere pag. 24–25 per maggiori informazioni.



EASYClick

Il nostro sistema EasyClick permette di montare facilmente anche i separé fissi.

- Igiene imbattibile – **EasyClean**
- Montaggio rapido – **EasyClick**
- Due altezze: 1,45 e 1,85 m
- Due lunghezze: 1,3 e 2,4 m
- Materiale riciclabile
- Classe di reazione al fuoco certificata



MONTAGGIO SULLA GUIDA PER TERAPIA INTENSIVA

Il morsetto si utilizza per fissare il separé alla guida per terapia intensiva al fine di consentirne lo spostamento laterale. Per i separé più lunghi di 2,25 m si utilizzano due guide.



MONTANTE PER MONTAGGIO A PAVIMENTO

Da ancorare al pavimento. Si utilizza per montare il separé in posizione indipendente.



MONTAGGIO SU CARRELLO

Fissando il separé su un carrello si ottiene velocemente un elemento di riparo mobile.

Separé a montante mobili

Vedere pag. 20–21 per maggiori informazioni.



RIPARO VERSATILE PER APPLICAZIONI MOBILI

Questi separé si utilizzano in posizione indipendente per creare un ambiente più riservato ai piedi del letto, nei corridoi o negli spazi adibiti a spogliatoio. Disponibili in due versioni con larghezza di 1,5 o 2 m e altezza di 1,55 o 1,85 m, combinabili a piacere.

Largo alla luce con Daylight

DAYLIGHT PER SEPARÉ PIEGHEVOLI

Daylight è una soluzione per separé innovativa che assicura un ambiente di lavoro più luminoso e offre più possibilità di allestimento del locale. Grazie alla finitura satinata, il separé Daylight protegge da sguardi indiscreti come tutti gli altri separé pieghevoli, ma lascia passare più luce.

Realizzato in policarbonato resistente agli urti, è disponibile come separé integrale (Daylight) oppure in combinazione con sezioni colorate (Daylight Top e Daylight Duo).




DAYLIGHT TOP

La sezione superiore satinata lascia entrare più luce nella stanza e fa apparire il separé più basso.



DAYLIGHT DUO

Le sezioni satinata sono abbinata a coppie. Le sezioni più vicine alla parete sono colorate per riparare, ad esempio, dalla luce presso la testata del letto.



DAYLIGHT

Separé integrale con sezioni satinata.

DAYLIGHT PER SEPARÉ FISSI

Grazie al materiale satinato, il separé fisso Daylight protegge dagli sguardi indiscreti come gli altri separé colorati o a effetto legno. Tuttavia, il separé Daylight lascia passare più luce, offrendo un ambiente piacevole anche ai pazienti più lontani dalle finestre. Le sottili linee decorative trasparenti conferiscono un design originale ed esclusivo ai separé fissi.

Il separé fisso Daylight è disponibile completamente o parzialmente satinato, come illustrato nelle seguenti figure, per adattarsi ai diversi ambienti di lavoro.



DAYLIGHT TOP, FISSO

La sezione superiore satinata lascia passare più luce e fa apparire il separé più basso.



DAYLIGHT DUO, FISSO

Una combinazione di sezioni satinata e colorate. La sezione colorata vicino alla parete ripara dalla luce presso la testata del letto.



DAYLIGHT, FISSO

Separé integrale nella versione satinata.

Separé fissi dall'animo versatile

SEPARÉ FISSI SILENTIA

Il nostro separé fisso è sviluppato per gli ambienti che richiedono un elemento di riparo permanente. Questo sistema offre anche diverse possibilità di allestimento, ad es. è possibile combinare un separé fisso fra i letti con un separé pieghevole apribile ai piedi del letto. Inoltre, il separé fisso consente di creare cabine-spogliatoio e altri tipi di "stanza nella stanza" senza intervenire sulle pareti.

Il separé fisso si monta alla parete e al pavimento con EasyClick per la massima stabilità. Disponibile di serie con altezza 1,45 o 1,85 m e lunghezza 1,3 o 2,4 m. È possibile combinare liberamente sezioni con altezze e design diversi.



SEPARÉ FISSO SILENTIA


Si monta con l'attacco a parete e il montante a pavimento per la massima stabilità.

PROLUNGA PER SEPARÉ SILENTIA

Quando occorre un separé pieghevole più lungo, che si estenda fino ai piedi del letto, è possibile fissare alla parete una prolunga per separé fissa che funge anche da punto di attacco per il separé pieghevole.

Negli spazi stretti, il ripiegamento del separé potrebbe essere ostacolato dal comodino. Anche in questo caso può essere utile montare la prolunga per allontanare leggermente il separé pieghevole dalla parete.

La prolunga per separé può essere angolata verso la parete per semplificare la pulizia. Disponibile in diverse misure per coprire ogni tipo di comodino, anche con il separé pieghevole ripiegato.



SEPARÉ FISSO COMBINATO CON DUE SEPARÉ PIEGHEVOLI AI PIEDI DEL LETTO



Soluzioni mobili che offrono più possibilità

I SEPARÉ MODULARI SILENTIA CONSENTONO INFINITE SOLUZIONI MOBILI

I separé modulari Silentia non conoscono limiti: la nostra gamma di unità mobili permette di creare facilmente e ovunque un ambiente riparato, temporaneo e indipendente. Rapido ed efficiente, pone sempre al centro il comfort dei pazienti.



CARRELLO PER SEPARÉ SILENTIA
Un separé montato su carrello offre una versatilità imbattibile.


CARRELLO PER SEPARÉ SILENTIA

Carrello adatto a separé pieghevoli di varie lunghezze, da 5 a 13 sezioni. Altezza: 1,45 m e 1,85 m.



SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 1,5 M

Protegge dagli sguardi indiscreti ai piedi del letto o negli spazi adibiti a spogliatoio. Larghezza (aperto): 1,5 m. Altezza: 1,55 m e 1,85 m.



SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 2,0 M

Nuovo separé a montante ideale per gli ambienti che richiedono un elemento di riparo più permanente. Larghezza (aperto): 2,0 m. Altezza: 1,55 m e 1,85 m.



Separé pieghevoli Silentia

MISURE STANDARD

NUMERO DI SEZIONI	COD. COLORATO	COD. DAYLIGHT TOP	COD. DAYLIGHT DUO	COD. DAYLIGHT	LUNGHEZZA	ALTEZZA	MISURE RIPIEGATO	
							LARGHEZZA	PROFONDITÀ
5	6105	6105-DT	6105-DD	6105-D	1,25 m	1,45 m	0,3 m	0,1 m
	6305	6305-DT	6305-DD	6305-D	1,25 m	1,85 m	0,3 m	0,1 m
7	6107	6107-DT	6107-DD	6107-D	1,75 m	1,45 m	0,3 m	0,14 m
	6307	6307-DT	6307-DD	6307-D	1,75 m	1,85 m	0,3 m	0,14 m
9	6109	6109-DT	6109-DD	6109-D	2,25 m	1,45 m	0,3 m	0,18 m
	6309	6309-DT	6309-DD	6309-D	2,25 m	1,85 m	0,3 m	0,18 m
11	6111	6111-DT	6111-DD	6111-D	2,75 m	1,45 m	0,3 m	0,22 m
	6311	6311-DT	6311-DD	6311-D	2,75 m	1,85 m	0,3 m	0,22 m
13	6113	6113-DT	6113-DD	6113-D	3,25 m	1,45 m	0,3 m	0,26 m
	6313	6313-DT	6313-DD	6313-D	3,25 m	1,85 m	0,3 m	0,26 m
15	6115	6115-DT	6115-DD	6115-D	3,75 m	1,45 m	0,3 m	0,3 m
	6315	6315-DT	6315-DD	6315-D	3,75 m	1,85 m	0,3 m	0,3 m

In tabella sono riportate le nostre misure standard, arrotondate a 0,5 m. Il separé è disponibile anche con lunghezza arrotondata a 0,25 m se la lunghezza totale è compresa fra 0,75 m e 3,75 m. Le due altezze standard 1,45 m e 1,85 m possono essere modificate di $\pm 0,1$ m regolando i piedini delle ruote. L'altezza dei piedini delle ruote deve essere indicata all'ordinazione.

SCelta DELL'ATTACCO ADATTO PER IL TELAIO DI UNA PORTA


(A) In genere, l'attacco del separé pieghevole si trova sul lato sinistro, quindi il separé si ripiega a destra dell'attacco a parete.

(B) Per non occupare spazio inutilmente, ad es. presso il telaio di una porta, il separé può essere ordinato con l'attacco in posizione speculare.

A



SEPARÉ COLORATO




DAYLIGHT DUO

Le sezioni satinare sono abbinare a coppie.

DAYLIGHT TOP

La sezione superiore è alta 0,45 m.



DAYLIGHT



SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 1,5 M

Cod. 6522, altezza 1,55 m
Cod. 6523, altezza 1,85 m

Larghezza aperto 1,5 m, larghezza ripiegato 0,55 m. Progettato per le situazioni che richiedono un separé indipendente, ad es. negli spazi adibiti a spogliatoio o ai piedi del letto. La struttura delle ruote è compatta e versatile.

SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 2,0 M

Cod. 6525, altezza 1,55 m
Cod. 6526, altezza 1,85 m

Larghezza aperto 2,0 m, larghezza ripiegato 0,55 m. Protegge dagli sguardi indiscreti ai piedi del letto, nei corridoi o negli spazi adibiti a spogliatoio. Quando il separé è aperto, le ruote si bloccano. La struttura delle ruote è bassa ed estremamente funzionale.

SILENTIA EASYCLICK

Consente di montare e spostare il separé con una semplice operazione manuale.



SILENTIA EASYRETURN

Design ergonomico e intelligente per ripiegare facilmente il separé.




SEPARÉ CON PROTEZIONE DAI RAGGI X SILENTIA

Cod. 6105xray, lunghezza 1,25 m, altezza 1,45 m, beige chiaro

Cod. 6107xray, lunghezza 1,75 m, altezza 1,45 m, beige chiaro

Cod. 6109xray, lunghezza 2,25 m, altezza 1,45 m, beige chiaro

Si utilizza come protezione occasionale dai raggi X, ad es. nei locali di pronto soccorso e nei reparti di terapia intensiva. Il separé è disponibile in tre lunghezze (1,25 m, 1,75 m e 2,25 m) e può essere montato a parete o su un carrello per applicazioni mobili. Contenuto di piombo: 0,4 mm.




Separé fissi Silentia

MISURE STANDARD

LUNGHEZZA	ALTEZZA	COD. COLORATO	COD. DAYLIGHT TOP	COD. DAYLIGHT TOP DUO	COD. DAYLIGHT	COD. DAYLIGHT DUO
1,3 m	1,45 m	6150	6150-DT	-	6150-D	-
1,3 m	1,85 m	6350	6350-DT	-	6350-D	-
2,4 m	1,45 m	6155	6155-DT	6155-DTD	6155-D	6155-DD
2,4 m	1,85 m	6355	6355-DT	6355-DTD	6355-D	6355-DD



DAYLIGHT TOP, FISSO



SILENTIA EASYCLICK
Il separé si monta e smonta con una semplice operazione manuale.




DAYLIGHT TOP, FISSO



DAYLIGHT TOP DUO, FISSO




DAYLIGHT, FISSO



DAYLIGHT DUO, FISSO

MONTAGGIO A PAVIMENTO SILENTIA

Per montare il separé fisso con EasyClick si utilizza un montante a pavimento in versione base (A). Per utilizzare il montante come punto di attacco per altri separé fissi o pieghevoli, si deve scegliere una delle altre versioni (B-D), che presentano fino a 4 punti di attacco.




In genere, il montante si ancora al pavimento per assicurare la massima stabilità. Questo è particolarmente importante se è utilizzato come punto di attacco per almeno un altro separé. Se è utilizzato solo come supporto per un separé fissato a parete, è sufficiente appoggiarlo al pavimento senza ancorarlo.

MISURE STANDARD

ALTEZZA	COD.	COD.	COD.	COD.
1,45 m	6561-A	6561-B	6561-C	6561-D
1,85 m	6563-A	6563-B	6563-C	6563-D

• Tipi di attacco del montante a pavimento, visti dall'alto.



- Il montante ha un design attraente e superfici lisce facili da pulire.
- La copertura della base del montante ha una superficie liscia facile da pulire.

Montaggio facile grazie all'ampia gamma di pratici accessori



EasyClick permette di montare in modo facile e veloce tutti i separé fissi e pieghevoli, a prescindere che siano fissati alla parete, a un carrello oppure a un montante a pavimento. Poiché i separé si montano e smontano con una semplice operazione manuale, offrono anche la massima versatilità durante l'uso.

EasyClick

semplifica il montaggio dei separé fissi e pieghevoli



ATTACCO A PARETE

Cod. 6539, altezza 1,45 m
Cod. 6540, altezza 1,85 m

Per un pratico montaggio diretto a parete. In genere, insieme al separé è fornito un attacco a parete. È possibile ordinare altri attacchi a parete separatamente.

ATTACCO A PARETE CON SUPPORTO A PAVIMENTO

Cod. 6537, altezza 1,45 m
Cod. 6538, altezza 1,85 m

Attacco a parete con supporto a pavimento per il montaggio con un morsetto.

ATTACCO A PARETE CON SUPPORTO A PAVIMENTO E PROLUNGA SUPERIORE

Cod. 6541, altezza 1,45 m
Cod. 6542, altezza 1,85 m

L'attacco a parete si fissa con un morsetto quando è montata una guida per terapia intensiva sopra il separé.

MONTANTE A PAVIMENTO

Cod. 6561A, altezza 1,45 m
Cod. 6563A, altezza 1,85 m

Il montante a pavimento può fungere sia da supporto per un separé a parete che da punto di attacco per i separé pieghevoli. Il montante deve essere avvitato al pavimento. Altre versioni sono riportate a pag. 25.

CARRELLO PER SEPARÉ

Cod. 6514, altezza 1,45 m
Cod. 6520, altezza 1,85 m

Accessorio per separé pieghevoli composti da max 13 sezioni. Il separé si monta con EasyClick.

PROLUNGA PER SEPARÉ

Allontana dalla parete il punto di attacco del separé pieghevole, ad es. per lasciare spazio a un comodino o aumentare la lunghezza del separé. Disponibile in quattro lunghezze e due altezze.

ALTEZZA	COD. LUNGHEZZA 0,5 M	COD. LUNGHEZZA 0,75 M	COD. LUNGHEZZA 1,0 M	COD. LUNGHEZZA 1,2 M
1,45 m	6162	6163	6164	6165
1,85 m	6362	6363	6364	6365



MORSETTO STANDARD PER GUIDA PER TERAPIA INTENSIVA

Cod. 6502

Fissato a una guida per terapia intensiva, rappresenta una soluzione versatile che consente di spostare il separé lateralmente sulla guida. Distanza fra guida per terapia intensiva e separé: 40 mm.



DISTANZIALE 20 MM

Cod. 6506

Si utilizza per allontanare il separé dalla parete, ad es. per superare un battiscopa. Fornito a coppie.



MORSETTO DI SUPPORTO

Cod. 6524

Si utilizza insieme al morsetto standard 6502 qualora vi siano due guide per terapia intensiva fissate alla parete.



DISTANZIALE 100 OPPURE 200 MM

Cod. 6507, 100 mm
Cod. 6508, 200 mm

Si utilizza per allontanare il separé dalla parete. Fornito a coppie.



MORSETTO CON DISTANZIALE

Cod. 6535

Soluzione ideale per lasciare un certo spazio fra il separé e la guida per terapia intensiva, ad es. nei reparti di dialisi, dove si deve accedere al pannello per terapie. Distanza fra guida per terapia intensiva e separé: 150 mm.



DISTANZIALE REGOLABILE

Cod. 6509, 200-350 mm
Cod. 6510, 300-500 mm

Si utilizza per allontanare il separé dalla parete. Fornito singolarmente.



MORSETTO REGOLABILE

Cod. 6516

Compensa il disassamento fra le guide per terapia intensiva superiore e inferiore. Il morsetto è regolabile fra 0 e 150 mm.



SUPPORTO POSTERIORE A PARETE

Cod. 6519

Supporto posteriore combinabile con il morsetto in caso di montaggio sulla guida per terapia intensiva.

Esempi di montaggio

Il sistema prevede diverse soluzioni di montaggio sulla guida per terapia intensiva.



MORSETTO STANDARD

Cod. 6502

In genere, si utilizza da solo per il montaggio sulla guida per terapia intensiva. Per i separé grandi o all'occorrenza può essere combinato con un morsetto di supporto o regolabile.



MORSETTO CON DISTANZIALE

Cod. 6535

Ideale per lasciare un certo spazio fra il separé e la guida per terapia intensiva, ad es. nei reparti di dialisi, dove si deve accedere al pannello per terapie. Misura standard: 150 mm. Altre misure disponibili su richiesta.



MORSETTO DI SUPPORTO (SUPERIORE)

Cod. 6524

Si utilizza insieme al morsetto standard 6502 qualora vi siano due guide per terapia intensiva parallele fissate alla parete.



MORSETTO REGOLABILE (INFERIORE)

Cod. 6516

Compensa il disassamento fra le guide per terapia intensiva superiore e inferiore. Il morsetto è regolabile fra 0 e 150 mm. Si utilizza insieme al morsetto standard 6502.



DISTANZIALE

100 mm - Cod. 6507
200 mm - Cod. 6508

Allontana il separé di 100 o 200 mm. Ideale quando dietro il separé sono collocati ad es. un pannello per terapie, interruttori o rubinetti dei gas medicali. Crea lo spazio necessario per flessibili e cavi dietro il separé.



DISTANZIALE REGOLABILE

200-350 mm - Cod. 6509
300-500 mm - Cod. 6510

Distanziale versatile per aumentare la distanza dalla parete quando dietro il separé sono collocati ad es. una mensola o un pannello per terapie profondo.

Vasta scelta di colori e design



BIANCO




FOREST



OCEAN



TROPICAL



SAVANNAH



PAPYRUS




NOCE



BETULLA



LIME



MANDARIN



DAYLIGHT



PRINT COLLECTION

I separé modulari Silentia si distinguono per le numerose possibilità di allestimento, che trovano corrispondenza nell'ampia scelta di design delle sezioni.

I nostri separé sono disponibili in diversi colori e motivi per integrarsi nell'ambiente e conferire una maggiore armonia d'insieme al reparto. Una novità è costituita dai separé satinati Daylight, che lasciano passare più luce. Un'altra novità è la Print Collection, decorata con disegni che liberano la fantasia dei bambini.

Tutte le versioni si abbinano perfettamente ai dettagli in alluminio della struttura.

Silentia. Parte del vostro mondo dal 1989



Silentia è un'azienda svedese che dedica anima e corpo allo sviluppo di prodotti innovativi ed efficienti per il settore sanitario. Il nostro obiettivo è realizzare prodotti esclusivi completamente modulari, dotati di funzioni intelligenti che ne agevolano l'utilizzo e offrono al cliente la massima versatilità.

La gestione interna dell'intero flusso di lavoro, dall'idea al prodotto finito, è garanzia di alta qualità e ci consente di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Mediante relazioni a lungo termine, desideriamo fornire ai nostri clienti tutta l'attenzione che meritano e un livello di servizio elevato. Silentia lavora in questa ottica fin dalla sua fondazione, nel 1989, e oggi i nostri prodotti sono diffusi in tutto il mondo.

Dag e Örjan Göranson, fondatori e proprietari





RIPARARE SENZA ISOLARE

Silentia AB • Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Svezia • Tel. +46 (0)346-485 80
Fax +46 (0)346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.it

MADE IN SWEDEN

I nostri prodotti sono protetti in diversi modi, mediante Copyright sui motivi, brevetti e richieste di brevetto in corso.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Per maggiori informazioni, visitate la nostra homepage.